



ONDAS DE CHOQUE

Tratamiento para aliviar el dolor

[Lee mas](#)

SKU: N / A



RODILLO DE MASAJE ELÉCTRICO

[Lee mas](#)

SKU: N / A



DIATERMIA CAPACITIVA

- Principio de radiofrecuencia monopolar:
El tratamiento se coloca entre las placas de un condensador y se convierte en dieléctrico. La energía HF se difunde a través de la parte del cuerpo que se encuentra entre los electrodos de la placa. Los campos oscilantes crean una distorsión de las moléculas, rotación de dipolos y vibración de los iones. El movimiento de las moléculas e iones genera calor en el tejido. El calor causado por la interacción de la energía RF (radiofrecuencia) y la resistencia de la piel puede alcanzar la capa de la piel para calentar y estimular las fibras de colágeno, lo que las hace regenerar y remodelar, lo que puede ayudar a la piel en mejores condiciones.

Parámetros:

Reafirma la piel y reafirma la piel.

Eliminación de arrugas.

Moldeado corporal y reducción de grasa.

Estimulación y producción de colágeno.

Voltaje: 220 V (enchufe europeo).

[Lee mas](#)

SKU: N / A



TENS MAS ZAPATOS

[Lee mas](#)

SKU: N / A



ELIXIR

Qué es una máquina de ultrasonido + RF.

Esta máquina utiliza tecnología de aplicación de RF paralela y alta tecnología de enfriamiento, integrada en un cabezal de tratamiento, es la tecnología más importante del mundo en el campo del espectáculo perfecto de belleza.

Principio de funcionamiento.

La estructura helicoidal ternaria de las fibras de colágeno se ve afectada por el calor y comienza a desintegrarse.

La radiofrecuencia enfocada de una sola etapa puede descomponer rápida y eficazmente las fibras de colágeno, la separación de la estructura del tejido de colágeno.

El proceso de curación natural, que estimula las fibrillas de colágeno, lo hace activo en la fabricación de nuevas fibras de colágeno.

La nueva cantidad de colágeno se vuelve a montar en la estructura de la piel.

1. Elimina la grasa y el cuerpo delgado.
2. Elimina las arrugas y resiste la senilidad.
3. Aumenta el colágeno.

Para que todos los clientes de belleza proporcionen la mejor forma de la experiencia de escultura.

[Lee mas](#)

SKU: OX3968



V-NINE

Puede penetrar la piel a una profundidad de 15mm por el movimiento mecánico, que es mucho más que la profundidad de los demás dispositivos actualmente en el mercado. Mientras que el calor es llevado a cabo, el movimiento mecánico se lleva a cabo simultáneamente y por lo que es la grasa. De esta manera, que hace que la piel más flexible. Puede mejorar la figura y la superficie cutánea. Aunque el peso del paciente no se reduce, el paciente se verá mucho más finos, porque todo el área de grasa ha sido re-asignado

[Lee mas](#)

SKU: OX3967



MASAJEADOR DE RODILLA

Almohadilla térmica integrada, calentamiento rápido en segundos, rodilleras envolventes para garantizar que las rodillas disfruten plenamente del efecto de calentamiento de masaje. Funciona en hombros, codos, piernas y rodillas.

[Lee mas](#)

SKU: OX3959



BOTAS PRESOTERAPIA

Las botas de masaje se ajustan a cualquier tamaño con un sistema de cierre por velcros. Con este aparato podremos masajear desde los pies hasta los muslos secuencialmente o por partes.

[Lee mas](#)

SKU: OX3958



MANTA DE SAUNA

Los rayos infrarrojos lejanos tienen la capacidad de penetración profunda de penetrar, refractar, irradiar y reflejar. FIR Puede ser absorbido. FIR se transforma de energía luminosa en energía térmica. El efecto térmico dentro de las capas profundas de los tejidos hace que los vasos sanguíneos y capilares se dilaten, promoviendo una mejor circulación sanguínea, y el calor ayuda a eliminar las toxinas corporales y metabólicas.

[Lee mas](#)

SKU: OX3957



G5

Este equipo se basa en el principio de la vibración de fisioterapia. La energía de vibración emitida por varias sondas de Forma puede disolver las capas de grasa y acelerar la circulación sanguínea para lograr un efecto adelgazante. Al mismo tiempo, puede aliviar eficazmente la tensión y la fatiga muscular y eliminar la hinchazón.

[Lee mas](#)

SKU: OX3954



MANTA TÉRMICA

Manta térmica con vibración para masajes. Excelente manta para liberar el estrés y la tensión de tu cuerpo.

[Lee mas](#)

SKU: OX3942



VENTOSAS

Presiona la boca de la taza contra la piel, luego suéltala y tira suavemente de la piel en la terapia de ventosas de la taza. Aplicación y uso fuego para convertir el aire disipador en escape de vacío, de modo que el dispositivo de ventosa se succione a los puntos de acupuntura en la superficie del cuerpo humano para causar congestión local, promoviendo así la libre circulación de pasajes del cuerpo humano, eliminando el exorcismo del viento y la humedad, frío, desintoxicación y enfermedad de desintoxicación, mejora la vitalidad, terapia de ventosas, etc. conjuntos de terapia de ventosas.

[Lee mas](#)

SKU: OX3941



PISTOLA DE MASAJE DE PERCUSIÓN

Motor potente que brinda una alta penetración profunda y poderosa, nuestra pistola de masaje manual no solo puede aliviar el dolor muscular y la rigidez, sino que también lo ayuda a estimular la circulación de la sangre y liberar ácido láctico, hacer que sus músculos y cuerpo una sensación cómoda. La mejor idea de regalo para padres, amigos, atletas, culturistas y entusiastas del ejercicio para lograr una vida más saludable.

[Lee mas](#)

SKU: OX3939



DEPILADOR LASER IPL

100,000 flashes para un tratamiento completo.

El depilador utiliza una tecnología láser que emite pulsos de luz rápidos. El pulso funciona debajo de la superficie de la piel para apuntar los pelos a la raíz para inhibir su crecimiento. No se requieren baterías ni carga, simplemente conecte el dispositivo para comenzar los tratamientos. Acerque la máquina al área para que quede perpendicular a la piel y aplique el tratamiento de luz láser. Con 5 niveles de intensidad de pulso de luz, puede personalizar el tratamiento para adaptarse a su nivel de crecimiento del cabello.

[Lee mas](#)

SKU: OX3933



MAQUINA DE CAVITACIÓN

Masajeador de ultrasonido con:

3 funciones basadas en la tecnología Geos Pace que funciona con ultrasonido, rayos infrarrojos y pulsos electromagnéticos.

5 funciones de EMS para eliminar la grasa extra en la cintura, abdomen, brazos, caderas y piernas.

5 modos opcionales, que incluyen pulsación, masaje, extracción, estimulación y modelado;

5 niveles de intensidad EMS;

2 niveles de ultrasonido (bajo y alto).

4 LED en el exterior del cabezal de la sonda proporcionan iluminación de alta resistencia para el tratamiento con infrarrojos

[Lee mas](#)

SKU: OX3928



CARBOXITERAPIA

Suministro de CO2 a través de un equipo digital capaz de distribuir el CO2 de manera controlada. A las pocas semanas de tratamiento se estimula naturalmente el metabolismo celular con el aumento de microcirculación, eliminación de toxinas y la destrucción del tejido graso.

[Lee mas](#)

SKU: OX3923



GIMNASIA PASIVA TM-501

Máquina de electroestimulación TM-502 para pérdida de peso, Estimulador Muscular Eléctrica Ems de ondas

- Pérdida de peso, adelgazamiento del
- Realza los pechos sin agrandar los pechos y sin terapia física.
- Estimulación faradic computarizada del cuerpo y los senos.
- Trata la celulitis en los muslos, tobillos, rodillas, estómago, nalgas, caderas, joroba de bison y brazos.

Estimula y hace que los músculos contraigan el ejercicio. músculos que soportan la derma.

[Lee mas](#)

SKU: OX3922



RF COLOR ES-1201

- Vibración: Hace que la piel humana se apriete y aumenta la elasticidad y aumenta el metabolismo de la piel mediante la adopción de los métodos de vibración mecánica y estimulación de voltaje.
- Luz roja: Puede penetrar eficazmente en la piel profunda, revitalizar el colágeno, eliminar la oscuridad y reducir las líneas finas y las arrugas.
- Luz Azul: Promueve la síntesis de colágeno, activa la piel, tensa la piel suelta, los poros estrechos y perfecciona significativamente la piel grasa, la piel sensible y la piel propensa al acné.
- Luz verde: Se puede mejorar la función alternativa de las células de la utilización de oxígeno, facilitar la microcirculación de la piel, acelerar la circulación linfática y reducir los edemas y calmar la piel a una condición estable.
- Luz púrpura: Combinando dos energías luminosas, es una luz de dos frecuencias de luz roja y luz azul, tiene el efecto de inhibir las bacterias y eliminar toxinas, así como mejorar las marcas de acné.

[Lee mas](#)

SKU: OX3918



HIFU 4D

Emite una serie de ultrasonidos focalizados dependiendo del cabezal que se emplee con una acción más completa y tridimensional. Aporta directamente energía térmica a la piel y al tejido subcutáneo que puede estimular y renovar el colágeno de la piel y, en consecuencia, mejorar la textura y reducir la flacidez de esta. Se aplican ultrasonidos en la zona a tratar, que se transforman en energía en forma de calor a distintos niveles del tejido celular subcutáneo.

[Lee mas](#)

SKU: OX3910



LIPOSONIX

La Lipo hifu sistema utiliza el ultrasonido de alta intensidad. Entregar energía a profundidad uniforme precisa (13mm) dirigido a destruir la grasa subcutánea de forma no invasiva, provocando un rápido aumento de temperatura del local, la destrucción de tejido adiposo blanco justo debajo de la piel del abdomen y flancos, los resultados previsible después de un solo tratamiento de una hora. Puede penetrar en las capas de la piel y alcanzar la meta de tejido graso sin dañar la piel o los tejidos circundantes..

[Lee mas](#)

SKU: OX3909



CRIOLIPOLISIS

-A través de la tecnología desustancias de lipólisis, dirigida a la eliminación de grasa, sin dañar ninguno de los tejidos

circundantes o la piel.

- Función de enfriamiento segura y precisa para un procedimiento de tratamiento cómodo.

- El dispositivo utiliza cobre puro para enfriar, y el sistema de enfriamiento por aire para un enfriamiento rápido.

- Sin ningún período de restauración, fácil de operar y sin estimulación para su piel.

- Especialmente indicado para adelgazar barriga, brazos, muslos, piernas, levantamiento de caderas y otras partes del cuerpo.

[Lee mas](#)

SKU: OX3908



EMS SCULP 2 ACES

- **6 modos de combinación de frecuencia diferentes:** plan de ejercicio de tipo escalonado, ejercicio de frecuencia de convergencia de energía, para proporcionar ejercicio gradual para sus músculos. Estiramiento y calentamiento. Profundizar el ejercicio. Activa los músculos. Mejora la densidad muscular y aumenta la fuerza muscular. . Fuerte quema de grasa. Relaja la fatiga muscular
- **Seguridad:** sin dolor ni sudor, y no hay efectos secundarios en el cuerpo. Solo acostarse puede quemar grasa y desarrollar músculo, y remodelar la belleza de las líneas. La profundidad de penetración efectiva de HIFEM es de 8 cm, solo tumbado durante 30 minutos = 30000 contracciones musculares (equivalente a 30000 giros de barriga/sentadillas)
- **Operación simple:** está equipado con 2 manijas, las manijas son adecuadas para áreas grandes, como glúteos, abdomen y también para áreas más pequeñas, como brazos, pantorrillas, piernas.

[Lee mas](#)

SKU: OX3907



CAVITACIÓN 3 EN 1 80K

- Cabezal RF de 4 polos

Radiofrecuencia movimiento de resistencia natural del tejido subcutáneo para generar energía térmica, Y el calor estimula la corteza para secretar más colágeno nuevo para llenar el espacio de colágeno, Así apoyar el andamio de la piel de nuevo y restaurar la elasticidad de la piel.

- Cabezal RF de 3 polos

Cuando se produce colágeno continuamente, el grosor y la densidad de la corteza aumentarán, se llenarán las arrugas y se restaurará la elasticidad y el brillo de la piel.

- Cavitación ultrasónica

Adelgazamiento por cavitación ultrasónica, resonancia de las ondas de presión. Se realizan a través de la piel, penetra directamente en el tejido adiposo y lo rompe en trozos

pequeños, causando microburbujas que convierten la grasa en una sustancia líquida.

[Lee mas](#)

SKU: OX3906

CAVITACIÓN 3 EN 1



- La máquina adelgazante de celulitis de cavitación ultrasónica 40k puede romper las células grasas de forma instantánea y potente.
- Elimina las arrugas faciales, diluye las pecas faciales, Elimina la celulitis extra grasa, la piel se vuelve más blanca y suave. Piel firme de los ojos, arrugas suaves de los ojos, círculo negro de ojos difuminado. Encoge los poros, aprieta la piel suelta, quita la barbilla doble. Promueve el metabolismo, mejora la luminosidad de la piel. Disuelve la grasa, el drenaje linfático, mejora la circulación sanguínea, acelera la descomposición de la grasa, le permite mantener una figura corporal delgada. Reducción de grasa y remodelación corporal. Intensidad ajustable para satisfacer su demanda. Baja energía y alta frecuencia, seguro y efectivo.

- Equipado con 3 cabezales de belleza funcionales para tratar diferentes partes del cuerpo y garantiza su alta eficacia. Adecuado para cara, cuello, vientre, cintura, muslo, pantorrilla y nalgas.

[Lee mas](#)

SKU: OX3905



LIPOLASER 6 EN 1

CAVITACIÓN

Frecuencia: 40KHz.

Potencia máxima: 60W

- Variación de la energía: 0 -100%

Tipos de onda: Sinusoidal

y Cuadrada (de baja y

media frecuencia)

VACUM+RF

Succión: -80 Kpa

Longitud de onda de fototerapia:

25mm

Frecuencia: 1 MHz

Regulación del tiempo de succión y

reposo

LIPOLASER

Láser Diodo-

Potencia de salida máxima: 800 Mw

Longitud de onda: 650 nm

Tipo de emisión: Continua y pulsada.

RADIOFRECUENCIA CUADRUPOLAR

Frecuencia: 1000 KHz

Longitud de onda: 5 mm

Tipo de emisión: Continua y pulsada

RADIOFRECUENCIA SEXTOPOLAR

Frecuencia: 1000 KHz (1 MHz)

Variación de la energía: 0 -100%

Longitud de onda: 6 mm

Tipo de emisión: Continua y pulsada

-R ADIOFRECUCENCIA TRIPOLAR

Frecuencia: 1000 KHz

Longitud de onda: 3 mm

Tipo de emisión: Continua y pulsada

[Lee mas](#)

SKU: OX3904



VACUNTERAPIA

¿Cómo funciona?

Ventosa al vacío: succión y liberación automática,

con tazas de diferentes tamaños para realizar masaje físico en pechos y nalgas, draga meridianos y promueve la circulación sanguínea, soluciona el problema de expansión y hundimiento, mejora la elasticidad,

firmeza y redondez del pecho, así como la forma de las caderas, Con copas de elevación de glúteos de 21cm

XL recién añadidas. Tam bién puede realizar raspaduras y ventosas en los hombros, la espalda, etc. Para reducir la grasa y relajar los músculos.

Función

- Mejora la forma del pecho
- Eliminar arrugas
- Mejora la elasticidad de la piel
- Hip de elevación


Ventaja

- Sin efectos secundarios.
- Una máquina puede lograr muchos efectos. Como agrandar

los senos, desintoxicación linfática

[Lee mas](#)

SKU: OX3902



MICROCORRIENTE PORTÁTIL

MICROCORRIENTE PORTÁTIL

Descubre la nueva generación en cuidado facial con nuestro rodillo masajeador facial de microcorriente. Diseñado con la tecnología EMS para un estiramiento facial efectivo, este dispositivo reafirmante y adelgazante es tu aliado para una piel radiante y juvenil. Con herramientas avanzadas para el cuidado de la piel, combate eficazmente las arrugas y revitaliza tu cutis. ¡Experimenta la transformación en tu rutina de belleza con nuestro rodillo facial de última generación!

[Lee mas](#)

SKU: N / A



HYDRAFACIAL BLUE ICE

[Lee mas](#)

SKU: N / A



DR PEN E30

[Lee mas](#)

SKU: N / A



MASAJE OJOS

[Lee mas](#)

SKU: N / A



HYDRAFACIAL 8 EN 1

- 1) **Cabezal de ultrasonido facial:** rápida regeneración del tejido de la piel, reduce las arrugas faciales, suaviza y suaviza la piel.
- 2) **Cabezal de ultrasonido para ojos:** mejora el ojo de las partículas de grasa, las líneas finas, las ojeras y las bolsas debajo de los ojos.
- 3) **Ojos RF:** Levantamiento y rejuvenecimiento de ojos. Deja que la línea de la mandíbula se apriete, Bio eleva el conjunto, reafirmando los ojos y la cara.
- 4) **Depurador ultrasónico de la piel:** limpieza facial, piel fina y mejora la textura de la piel.
- 5) **Martillo frío y cálido:** cierra los poros, hace que la piel sea elástica y repara la piel dañada.
- 6) **Limpiador de microburbujas:** elimina las células muertas de la piel, promueve la renovación de las células de la piel y limpieza de poros.
- 7) **Pistola rociadora de agua:** Suministra nutrientes y humedad para la piel rápidamente, piel suave, aclara las manchas y rejuvenece la piel.
- 8) **Beauty Head:** Reafirmante de la piel, diluye la fina línea de ojos y escote.

- 9) **Bola mágica de masaje:** activa la piel del rostro, penetra en la base muscular y hace que los meridianos estén más desbloqueados, suaves, hermosos y radiantes.
- 10) **Pluma de burbujas de oxígeno:** limpieza profunda, penetración de la suciedad de la piel, lavado de oxígeno en la cara y operación de todo el cuerpo.

[Lee mas](#)

SKU: N / A



OZONO SIN LUPA

[Lee mas](#)

SKU: N / A



OZONO CON LUPA

- Función Ozono para el vaporizador
- Lupa con iluminación LED integrada
- Cabezal giratorio 360 grados
- Altura ajustable
- Base con ruedas para fácil movilidad.

[Lee mas](#)

SKU: OX3961



PLASMA PEN

El Plasma Pen es un nuevo dispositivo medico cuyo efecto es similar a un láser: quema las lesiones. Actúa en la superficie. Permite actuar sobre una lesión superficial sin dañar capas más profundas y así evitar la formación de cicatrices. Es no invasiva por lo que está especialmente indicada en personas con exceso de piel en párpados que no quieren someterse a una blefaroplastia quirúrgica. Es confortable ya que se realiza con una técnica anestésica combinada y que se ajusta al umbral del dolor del paciente.

[Lee mas](#)

SKU: OX3947



PEELING PROFESIONAL

Modo de elevación: masajear la cara con este dispositivo ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Modo hidratante: el dispositivo ayuda a absorber más fácilmente nutrientes como vitamina C o ingredientes minerales en la piel. Modo de limpieza: la limpieza profunda abre los poros para eliminar la suciedad y las impurezas, mejora el desprendimiento de las células envejecidas y aberrantes.

[Lee mas](#)

SKU: OX3946



HYDRAFACIAL PORTÁTIL

Dispositivo de rejuvenecimiento de la piel para aumentar la nutrición profundamente en la piel y acelerar la absorción.

[Lee mas](#)

SKU: OX3945



BOLA CRISTA HIELO FRIO MASAJEADOR FACIAL

Esferas para Masaje Facial Frío. Esta técnica ayuda a tonificar e l rostro, activa la microcirculación, favorece la eliminación de toxinas y sustancias de desecho, elimina arrugas, ojeras, inflamación y líneas de expresión. Las Ice Globe son ideales para penetrar cremas, geles o sueros faciales ya que el efecto frío acaba con la flacidez y rejuvenece la piel.

[Lee mas](#)

SKU: OX3944



MASCARA LED CON CUELLO

- Luz roja: blanqueamiento de punto pálido, piel delicada y antiarrugas, reparación de la piel dañada, alisa las arrugas finas, reduce los poros, hiperplasia de colágeno.
- Luz Azul: reduce y cura el acné de manera eficiente, repara la piel y deja cicatrices
- Luz púrpura: dos tipos de efecto de fototerapia, para curar y reparar la cicatriz del acné.
- Luz blanca: resuelve las manchas de la edad, mejora las líneas finas y la flacidez de la piel.
- Luz Verde: neutralización, equilibrio de la condición de la piel, alivia el estrés mental y el dragado efectivo linfoide y edema.
- Luz amarilla: Mejora la piel gruesa y las arrugas, enrojecimiento, la fiebre, La timbriz de la piel, aumenta la resistencia.
- Luz azul verde: mejora la energía de las células de forma gradual y facilita el intercambio.

[Lee mas](#)

SKU: OX3932



MASCARA LED

- Luz roja: blanqueamiento de punto pálido, piel delicada y antiarrugas, reparación de la piel dañada, alisa las arrugas finas, reduce los poros, hiperplasia de colágeno.
- Luz Azul: reduce y cura el acné de manera eficiente, repara la piel y deja cicatrices
- Luz púrpura: dos tipos de efecto de fototerapia, para curar y reparar la cicatriz del acné.
- Luz blanca: resuelve las manchas de la edad, mejora las líneas finas y la flacidez de la piel.
- Luz Verde: neutralización, equilibrio de la condición de la piel, alivia el estrés mental y el dragado efectivo linfoide y edema.
- Luz amarilla: Mejora la piel gruesa y las arrugas, enrojecimiento, la fiebre, La timbriz de la piel, aumenta la resistencia.
- Luz azul verde: mejora la energía de las células de forma gradual y facilita el intercambio.

[Lee mas](#)

SKU: OX3931



RADIO FRECUENCIAL

Suaviza las líneas de expresión y arrugas de las capas de la piel ocasionado, en mayor medida por los rayos ultravioleta. La RF es para evitar que la piel envejezca en diferentes profundidades y para atenuar las diferentes imperfecciones. La emisión de luz contra las marcas de pigmentación. Se utiliza luz LED para muchas ocasiones, este dispositivo puede eliminar la necesidad de costosas y dolorosas inyecciones dirigidas a llevar productos al interior de la piel a los niveles más profundos. Funciona con cinco conceptos básicos de cuidado de la piel saludable e indoloro.

LUZ LED -. Ems (estimulación muscular eléctrica)

- Mesoporación
- Electroporación
- Radiofrecuencia (RF)
- Diodo emisor de luz (LED)

[Lee mas](#)

SKU: OX3927



TÚNEL LED

Fototerapia LED para tratamientos faciales. Emplea longitudes de onda específicas de baja intensidad con múltiples aplicaciones en los tratamientos faciales.

Ya más que conocida es la máscara Led para tratamiento facial con fototerapias.

[Lee mas](#)

SKU: OX3924



MICRODERMOABRASIÓN

Dispositivo de dermoabrasión de diamante utiliza un tubo de microtallado de diamante patentado combinado con cabeza de diamante con partículas de diamante de diferente espesor. Al frotar hacia adelante y hacia atrás con fuerza de control de succión al vacío, la piel de la epidermis se desgasta ligeramente, es una microdermoabrasión física poco profunda no invasiva. Las células dañadas y envejecidas se separan automáticamente, entonces las células de la piel dañada ya no se adhieren a la superficie. Estimular la capa de crecimiento de la piel para absorber el oxígeno y promover la circulación sanguínea, acelerar el desarrollo del tejido de la piel, promover el crecimiento del colágeno. Combinado con el método adecuado para el cuidado de la piel, hace que la piel se vuelva suave, fresca y natural, llena de elasticidad, brillo y vitalidad, te hace más hermosa y encantadora.

[Lee mas](#)

SKU: OX3921



RF COLOR ES-1201

- Vibración: Hace que la piel humana se apriete y aumenta la elasticidad y aumenta el metabolismo de la piel mediante la adopción de los métodos de vibración mecánica y estimulación de voltaje.
- Luz roja: Puede penetrar eficazmente en la piel profunda, revitalizar el colágeno, eliminar la oscuridad y reducir las líneas finas y las arrugas.
- Luz Azul: Promueve la síntesis de colágeno, activa la piel, tensa la piel suelta, los poros estrechos y perfecciona significativamente la piel grasa, la piel sensible y la piel propensa al acné.
- Luz verde: Se puede mejorar la función alternativa de las células de la utilización de oxígeno, facilitar la microcirculación de la piel, acelerar la circulación linfática y reducir los edemas y calmar la piel a una condición estable.
- Luz púrpura: Combinando dos energías luminosas, es una luz de dos frecuencias de luz roja y luz azul, tiene el efecto de inhibir las bacterias y eliminar toxinas, así como mejorar las marcas de acné.

[Lee mas](#)

SKU: OX3918



REDUCTOR DE ARRUGAS

Dispositivo antienvjecimiento y levantamiento de cuello y cara con terapia de luz LED

[Lee mas](#)

SKU: OX3917



ALTA FRECUENCIA NEON

-Naranja: gas argón, para tratar la piel envejecida, el cuero cabelludo y el cabello.

-Violeta: gas neón, para tratar el acné, el cuero cabelludo y cabello.

Función:

1. Sana las cicatrices de la piel
2. Mejora la circulación sanguínea
3. Mejora la actividad linfática
4. Ayuda a la nutrición de la piel
5. Fortalece el metabolismo celular
6. Mejora la secreción y el valor del PH
7. Reduce la inflamación
8. Esteriliza bacterias
9. Acelera la cicatrización de heridas
- 10.Reduce los poros visibles de la piel

[Lee mas](#)

SKU: OX3916



ALTA FRECUENCIA

Dispositivo profesional portátil para el cuidado de la piel que se usa para tratar afecciones de la piel como el acné. Es más poderoso que los dispositivos de mano tradicionales, pero todavía es lo suficientemente portátil como para pasar de una habitación a otra. Al igual que con los instrumentos de alta frecuencia, el tratamiento con este dispositivo es totalmente indoloro. Viene con cuatro electrodos para tratar la cara y el cuerpo: - Electrodo hongos o champiñon para el tratamiento de área amplia Electrodo cuchara para áreas sensibles, como círculos oscuros debajo de los ojos Electrodo punta para áreas puntuales - Electrodo peine nuevo para estimular la circulación del cuero cabelludo para que crezca cabello

[Lee mas](#)

SKU: OX3915



ACNÉ METER

Elimina el acné, Previene la inflamación, Limpieza profunda, Efecto lifting, Mejora el metabolismo de la piel, Estrecha los poros de la piel, Alivia la picazón en las reacciones alérgicas, Tiene un efecto antibacteriano.

Genera una corriente de alta frecuencia. La esencia de la técnica es el efecto de la corriente a través del electrodo en el área deseada de la piel de la cara. El electrodo promueve la ionización del aire. Mejora la circulación sanguínea en el área afectada, dilata los vasos sanguíneos, previene el estancamiento y la formación de coágulos de sangre. El procedimiento mejora los procesos metabólicos al proporcionar áreas de exposición con oxígeno.

[Lee mas](#)

SKU: N / A

DR PEN M8



Contiene en su punta agujas diminutas que realizan múltiples punciones, creando micro-heridas que el organismo repara automáticamente. Estas micro-punciones, hacen que los activos penetren en un 90%, de tal manera que estimulamos los factores de crecimiento para la regeneración celular. Cada una de los miles de pequeñas heridas punzantes induce la liberación de factores de crecimiento que inician el proceso de cicatrización de la herida. Estos factores estimulan la liberación de colágeno y elastina en la piel siendo esto el objetivo de todo tratamiento de rejuvenecimiento de la piel. Con el dermapen la piel aumenta su nivel de absorción y los productos introducidos péptidos o Ácido Hialurónico entre otros, hacen un mayor efecto.

[Lee mas](#)

SKU: OX3912

DR PEN M7



La pluma Derma es automática y gravidaroheridas curativasheridas curativas. -Recargable, es fácil de usar, no tienes que comprar una nueva cada toma, solo tienes que reemplazar la aguja. -La longitud de la aguja es ajustable a diferentes tamaños tratamiento. -Es más conveniente tratar áreas estrechas como la nariz, alrededor del ojo o la boca. -Una eliminación de arrugas-Eliminación de acné -Mejorar la cicatriz-Rejuvenecimiento -El enfoque estrecho del sitio (glabella, arrugas, cicatrices) -Reducir los poros -Tratamiento del estriado - Tratamiento de cicatrices de acné para el cuidado de la piel.

[Lee mas](#)

SKU: OX3911



HYDRAFACIAL 7 EN 1

- Radiofrecuencia multipolar.
- Máscara led.
- Martillo frío.
- Roceador.
- Microdermoabrasión.
- Paleta ultrasónica.
- Ultrasonido facial.

Dispositivo multifuncional: nuestra máquina facial multifuncional de oxígeno de hidrógeno hidrata la piel para suavizarla. Aprieta la línea de la barbilla para despejar el área debajo de los ojos y las líneas en los ojos. Ayuda a mejorar el color y la relajación de la piel.

[Lee mas](#)

SKU: OX3903



MICROCORRIENTE PORTÁTIL

MICROCORRIENTE PORTÁTIL

Descubre la nueva generación en cuidado facial con nuestro rodillo masajeador facial de microcorriente. Diseñado con la tecnología EMS para un estiramiento facial efectivo, este dispositivo reafirmante y adelgazante es tu aliado para una piel radiante y juvenil. Con herramientas avanzadas para el cuidado de la piel, combate eficazmente las arrugas y revitaliza tu cutis. ¡Experimenta la transformación en tu rutina de belleza con nuestro rodillo facial de última generación!

[Lee mas](#)

SKU: N / A



VACUM PORTATIL

Dispositivo de cuidado de senos: hecho de materiales de alta calidad, que es inofensivo para el cuerpo humano, seguro y confiable. La taza de masaje al vacío puede ayudarte a dar forma a tu cuerpo y crear hermosas líneas.

[Lee mas](#)

SKU: OX3960



PLASMA MONSTER

Dispositivo de plasma portátil para eliminar manchas, pigmentos, marcas de piel, lunares, verrugas, levantar párpados, mejorar arrugas, cicatrices y estrías.

[Lee mas](#)

SKU: OX3955



DRILL INALÁMBRICO

Es profesional y portátil. Reemplazo perfecto para herramientas tradicionales de manicura. Alta velocidad y bajo ruido sin vibración. Se puede usar hasta por 10H después de cargar.

[Lee mas](#)

SKU: OX3934



DESINTOXICACIÓN IÓNICA PARA DOS PERSONAS

Máquina de desintoxicación de limpieza iónica Dual, masaje eléctrico, dispositivo de limpieza celular para pies, salón de pies, Spa, masajeador muscular, cuidado de la salud corporal

[Lee mas](#)

SKU: N / A



ONDAS DE CHOQUE

Tratamiento para aliviar el dolor

[Lee mas](#)

SKU: N / A



RODILLO DE MASAJE ELÉCTRICO

[Lee mas](#)

SKU: N / A



HYDRAFACIAL BLUE ICE

[Lee mas](#)

SKU: N / A



LENTES CON LUPA

[Lee mas](#)

SKU: N / A

LENTES LÁSER

[Lee mas](#)
SKU: N / A



TENS MAS ZAPATOS

[Lee mas](#)
SKU: N / A





HYDRAFACIAL 8 EN 1

- 1) **Cabezal de ultrasonido facial:** rápida regeneración del tejido de la piel, reduce las arrugas faciales, suaviza y suaviza la piel.
- 2) **Cabezal de ultrasonido para ojos:** mejora el ojo de las partículas de grasa, las líneas finas, las ojeras y las bolsas debajo de los ojos.
- 3) **Ojos RF:** Levantamiento y rejuvenecimiento de ojos. Deja que la línea de la mandíbula se apriete, Bio eleva el conjunto, reafirmando los ojos y la cara.
- 4) **Depurador ultrasónico de la piel:** limpieza facial, piel fina y mejora la textura de la piel.
- 5) **Martillo frío y cálido:** cierra los poros, hace que la piel sea elástica y repara la piel dañada.
- 6) **Limpiador de microburbujas:** elimina las células muertas de la piel, promueve la renovación de las células de la piel y limpieza de poros.
- 7) **Pistola rociadora de agua:** Suministra nutrientes y humedad para la piel rápidamente, piel suave, aclara las manchas y rejuvenece la piel.
- 8) **Beauty Head:** Reafirmante de la piel, diluye la fina línea de ojos y escote.

- 9) **Bola mágica de masaje:** activa la piel del rostro, penetra en la base muscular y hace que los meridianos estén más desbloqueados, suaves, hermosos y radiantes.
- 10) **Pluma de burbujas de oxígeno:** limpieza profunda, penetración de la suciedad de la piel, lavado de oxígeno en la cara y operación de todo el cuerpo.

[Lee mas](#)

SKU: N / A



OZONO SIN LUPA

[Lee mas](#)

SKU: N / A



BRAZALETE

[Lee mas](#)

SKU: N / A



PEELING PROFESIONAL

Modo de elevación: masajear la cara con este dispositivo ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Modo hidratante: el dispositivo ayuda a absorber más fácilmente nutrientes como vitamina C o ingredientes minerales en la piel. Modo de limpieza: la limpieza profunda abre los poros para eliminar la suciedad y las impurezas, mejora el desprendimiento de las células envejecidas y aberrantes.

[Lee mas](#)

SKU: OX3946



HYDRAFACIAL PORTÁTIL

Dispositivo de rejuvenecimiento de la piel para aumentar la nutrición profundamente en la piel y acelerar la absorción.

[Lee mas](#)

SKU: OX3945



PLUMA DE ACUPUNTURA

Proporciona una estimulación limpia e indolora sin agujas para una terapia de dolor segura en el hogar.

- Terapia imán eléctrico sin perforar la piel para hacer acupuntura Sin dolor buena para la promoción de la salud.

- Funcionamiento sencillo, fácil de llevar, Seguro y efectivo, sin efectos secundarios.

[Lee mas](#)

SKU: OX3940



CARBOXITERAPIA

Suministro de CO2 a través de un equipo digital capaz de distribuir el CO2 de manera controlada. A las pocas semanas de tratamiento se estimula naturalmente el metabolismo celular con el aumento de microcirculación, eliminación de toxinas y la destrucción del tejido graso.

[Lee mas](#)

SKU: OX3923



GIMNASIA PASIVA TM-501

Máquina de electroestimulación TM-502 para pérdida de peso, Estimulador Muscular Eléctrica Ems de ondas

- Pérdida de peso, adelgazamiento del
- Realza los pechos sin agrandar los pechos y sin terapia física.
- Estimulación faradic computarizada del cuerpo y los senos.
- Trata la celulitis en los muslos, tobillos, rodillas, estómago, nalgas, caderas, joroba de bison y brazos.

Estimula y hace que los músculos contraigan el ejercicio. músculos que soportan la derma.

[Lee mas](#)

SKU: OX3922



MICRODERMOABRASIÓN

Dispositivo de dermoabrasión de diamante utiliza un tubo de microtallado de diamante patentado combinado con cabeza de diamante con partículas de diamante de diferente espesor. Al frotar hacia adelante y hacia atrás con fuerza de control de succión al vacío, la piel de la epidermis se desgasta ligeramente, es una microdermoabrasión física poco profunda no invasiva. Las células dañadas y envejecidas se separan automáticamente, entonces las células de la piel dañada ya no se adhieren a la superficie. Estimular la capa de crecimiento de la piel para absorber el oxígeno y promover la circulación sanguínea, acelerar el desarrollo del tejido de la piel, promover el crecimiento del colágeno. Combinado con el método adecuado para el cuidado de la piel, hace que la piel se vuelva suave, fresca y natural, llena de elasticidad, brillo y vitalidad, te hace más hermosa y encantadora.

[Lee mas](#)

SKU: OX3921



ITERACARE

Emisión de una onda acústica imperceptible al oído humano cuya utilidad en medicina es variada.

- Facial: Hidrata profundamente el rostro Penetra principios activos Estimula la producción de colágeno y elastina. Permite la irrigación sanguínea de la zona a tratar. Oxigena la piel Ideal para tratamientos pre y post Operatorios
- Corporal: Ideal para tratamiento remodelante. Tratamiento de adiposidades localizadas. Tratamiento anti-dolor.
- CAUTERIZADOR: Es un dispositivo eléctrico capaz de transformar esa coagular cortar o eliminar tejidos blandos con frecuencia por encima de los procesos nerviosos y solos produce calor.

[Lee mas](#)

SKU: OX3920



RF COLOR ES-1201

- Vibración: Hace que la piel humana se apriete y aumenta la elasticidad y aumenta el metabolismo de la piel mediante la adopción de los métodos de vibración mecánica y estimulación de voltaje.
- Luz roja: Puede penetrar eficazmente en la piel profunda, revitalizar el colágeno, eliminar la oscuridad y reducir las líneas finas y las arrugas.
- Luz Azul: Promueve la síntesis de colágeno, activa la piel, tensa la piel suelta, los poros estrechos y perfecciona significativamente la piel grasa, la piel sensible y la piel propensa al acné.
- Luz verde: Se puede mejorar la función alternativa de las células de la utilización de oxígeno, facilitar la microcirculación de la piel, acelerar la circulación linfática y reducir los edemas y calmar la piel a una condición estable.
- Luz púrpura: Combinando dos energías luminosas, es una luz de dos frecuencias de luz roja y luz azul, tiene el efecto de inhibir las bacterias y eliminar toxinas, así como mejorar las marcas de acné.

[Lee mas](#)

SKU: OX3918



ALTA FRECUENCIA NEON

-Naranja: gas argón, para tratar la piel envejecida, el cuero cabelludo y el cabello.

-Violeta: gas neón, para tratar el acné, el cuero cabelludo y cabello.

Función:

1. Sana las cicatrices de la piel
2. Mejora la circulación sanguínea
3. Mejora la actividad linfática
4. Ayuda a la nutrición de la piel
5. Fortalece el metabolismo celular
6. Mejora la secreción y el valor del PH
7. Reduce la inflamación
8. Esteriliza bacterias
9. Acelera la cicatrización de heridas
10. Reduce los poros visibles de la piel

[Lee mas](#)

SKU: OX3916



ALTA FRECUENCIA

Dispositivo profesional portátil para el cuidado de la piel que se usa para tratar afecciones de la piel como el acné. Es más poderoso que los dispositivos de mano tradicionales, pero todavía es lo suficientemente portátil como para pasar de una habitación a otra. Al igual que con los instrumentos de alta frecuencia, el tratamiento con este dispositivo es totalmente indoloro. Viene con cuatro electrodos para tratar la cara y el cuerpo: - Electrodo hongos o champiñón para el tratamiento de área amplia Electrodo cuchara para áreas sensibles, como círculos oscuros debajo de los ojos Electrodo punta para áreas puntuales - Electrodo peine nuevo para estimular la circulación del cuero cabelludo para que crezca cabello

[Lee mas](#)

SKU: OX3915



HIFU 4D

Emite una serie de ultrasonidos focalizados dependiendo del cabezal que se emplee con una acción más completa y tridimensional. Aporta directamente energía térmica a la piel y al tejido subcutáneo que puede estimular y renovar el colágeno de la piel y, en consecuencia, mejorar la textura y reducir la flacidez de esta. Se aplican ultrasonidos en la zona a tratar, que se transforman en energía en forma de calor a distintos niveles del tejido celular subcutáneo.

[Lee mas](#)

SKU: OX3910



CAVITACIÓN 3 EN 1 80K

- Cabezal RF de 4 polos

Radiofrecuencia movimiento de resistencia natural del tejido subcutáneo para generar energía térmica, Y el calor estimula la corteza para secretar más colágeno nuevo para llenar el espacio de colágeno, Así apoyar el andamio de la piel de nuevo y restaurar la elasticidad de la piel.

- Cabezal RF de 3 polos

Cuando se produce colágeno continuamente, el grosor y la densidad de la corteza aumentarán, se llenarán las arrugas y se restaurará la elasticidad y el brillo de la piel.

- Cavitación ultrasónica

Adelgazamiento por cavitación ultrasónica, resonancia de las ondas de presión. Se realizan a través de la piel, penetra directamente en el tejido adiposo y lo rompe en trozos

pequeños, causando microburbujas que convierten la grasa en una sustancia líquida.

[Lee mas](#)

SKU: OX3906



HYDRAFACIAL 7 EN 1

- Radiofrecuencia multipolar.
- Máscara led.
- Martillo frío.
- Roceador.
- Microdermoabrasión.
- Paleta ultrasónica.
- Ultrasonido facial.

Dispositivo multifuncional: nuestra máquina facial multifuncional de oxígeno de hidrógeno hidrata la piel para suavizarla. Aprieta la línea de la barbilla para despejar el área debajo de los ojos y las líneas en los ojos. Ayuda a mejorar el color y la relajación de la piel.

[Lee mas](#)

SKU: OX3903



VACUNTERAPIA

¿Cómo funciona?

Ventosa al vacío: succión y liberación automática,

con tazas de diferentes tamaños para realizar masaje físico en pechos y nalgas, draga meridianos y promueve la circulación sanguínea, soluciona el problema de expansión y hundimiento, mejora la elasticidad,

firmeza y redondez del pecho, así como la forma de las caderas, Con copas de elevación de glúteos de 21cm

XL recién añadidas. Tam bién puede realizar raspaduras y ventosas en los hombros, la espalda, etc. Para reducir la grasa y relajar los músculos.

Función

- Mejora la forma del pecho
- Eliminar arrugas
- Mejora la elasticidad de la piel
- Hip de elevación

Ventaja

- Sin efectos secundarios.

- Una máquina puede lograr

muchos efectos. Como agrandar

los senos, desintoxicación linfática

[Lee mas](#)

SKU: OX3902



DESINTOXICACIÓN IÓNICA PARA DOS PERSONAS

Máquina de desintoxicación de limpieza iónica Dual, masaje eléctrico, dispositivo de limpieza celular para pies, salón de pies, Spa, masajeador muscular, cuidado de la salud corporal

[Lee mas](#)

SKU: N / A



TENS MAS ZAPATOS

[Lee mas](#)

SKU: N / A



LAMPARA LED SECADOR DE UÑAS 260 W

Funciona con todos los esmalte de uñas de gel UV y LED, incluidos los geles duros, gel de escultura, gel pegamento de piedras y muchos más.

[Lee mas](#)

SKU: OX3938



LAMPARA LED SECADOR DE UÑAS

Funciona con todos los esmalte de uñas de gel UV y LED, incluidos los geles duros, gel de escultura, gel pegamento de piedras y muchos más.

[Lee mas](#)

SKU: OX3938-1



MAQUINA LIMPIADOR DE POLVO

Máquina de polvo para colector de uñas al vacío limpiador de uñas para manicura de gel acrílico, aspirador de uñas, potente extractor de polvo

[Lee mas](#)

SKU: OX3937



PULIDORA DE UÑAS MERCEDES 2000

0 - 20000 RPM para máxima fuerza y velocidad de uso tanto para pedicura como para manicura. Adelante/inversa de rotación
Funcionamiento estable con interruptor manual que se puede controlar para activar/detener la rotación. Tamaño portátil y vibración suave para un agarre cómodo y un funcionamiento más fácil. Ventilación para reducir el calor del pulidor de uñas. Viene con un soporte para sostener la pieza de mano. Multiusos: tallado, grabado, enrutamiento, molienda, lijado, pulido.

[Lee mas](#)

SKU: OX3936



PULIDOR DE UÑAS PROFESIONAL

Voltaje: 110 V / 220 V Poder: 50-60Hz Velocidad: 35000 revoluciones *
Equipado con interruptor de pie, el cambio es más conveniente. *
Regulación de velocidad continua, ajuste positivo y negativo, cumple con el uso de varias ocasiones.

[Lee mas](#)

SKU: OX3935

DRILL INALÁMBRICO

Es profesional y portátil. Reemplazo perfecto para herramientas tradicionales de manicura. Alta velocidad y bajo ruido sin vibración. Se puede usar hasta por 10H después de cargar.

[Lee mas](#)

SKU: OX3934



DESINTOXICACIÓN IÓNICA

Spa de pies puede equilibrar el sistema inmunológico, aumentar el nivel de energía diario, mejorar el sueño y la memoria, aliviar el dolor y la tensión.

[Lee mas](#)

SKU: OX3926





TINA DESINTOXICACIÓN IÓNICA

Portátil y compacta, el hidrógeno negativo producido puede mejorar tu sistema inmunológico, equilibrar el azúcar en la sangre y la presión, dolores de artritis, reumatoide, mejorar tu memoria y sueño, alivio del dolor, te ayuda a perder peso.

[Lee mas](#)

SKU: OX3925